





## Fiche technique REF 77.61.46

11.12.2025

Données générales			
Référence	77.61.46	obturateur p tige p mini arthroscope 60mm 2.0mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826154660
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-260
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Poids (kg)	0,052	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	60mm 2.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		