




Fiche technique REF 77.61.85

11.12.2025

Données générales			
Référence	77.61.85	changer tige 15cm p trocar	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826450083
Classe de risque	1 (EU MDD)	Code UMDNS	15-260
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,004	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	15cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		