



Fiche technique REF 77.95.17

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| Référence | 77.95.17 | rongeur - emporte-pièce rétrograde droite Ø 3.4mm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35732 | GTIN | 04046826394196 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 16-269 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Poids (kg) | 0,069 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|   | | | |
| Medicon médias | 451.02.11 (prospectus instr p l'arthroscopie) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|   | | | |
| Dimensions | Ø 3.4mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4034 (X46Cr13) | | |
| Vis | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Poignée | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Autres | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |