






## Fiche technique REF 78.12.16

11.12.2025

| Données générales   |  |                                     |                         |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Référence   | 78.12.16                                   | Pince à tresser les tendons drt15cm |                         |
| Unité de vente  | pièce                                      | No. de douane                       | 90189084                |
| GMDN  | 62467                                      | GTIN                                | 04046826157555          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)                                | Code UMDNS                          | 15-221                  |
| Classification  | 6 (EU MDR)                                 | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Poids (kg)  | 0,028                                      | Mode d'emploi                       | GATDR00X                |
| Sans latex  | non applicable                             | Instructions de retraitement        | MPK23-1                 |
|     |  |                                     |                         |
| Medicon médias  | 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique ) |                                     |                         |
| Image principale  |  | Image détaillée                     |                         |
|    |  |                                     |                         |
| Dimensions  | 15cm                                       | Revêtement                          |                         |
| Conditions de stockage  |  |                                     |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |  |                                     |                         |
| Matériaux   |  |                                     |                         |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)           |                                     |                         |
| Partie principale   | 1.4021 (X20Cr13)                           |                                     |                         |