





Fiche technique REF 78.20.06

11.12.2025

Données générales			
Référence	78.20.06	Bunnell stripper pour tendon 6mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35380	GTIN	04046826157708
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-827
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Poids (kg)	0,041	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	6mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		