







## Fiche technique REF 78.22.51

11.12.2025

Données générales			
Référence	78.22.51	Brand stripper pour tendon rond30cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35380	GTIN	04046826157760
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-827
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Poids (kg)	0,024	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	30cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	2.0401 (CuZn39Pb3)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		