






Fiche technique REF 78.41.06

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|---|--|-------------------------|
| Référence | 78.41.06 | Shepard Ostéotome cylindrique seul / seulement Ø 6mm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 12844 | GTIN | 04046826158071 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 12-846 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Poids (kg) | 0,067 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK01-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 453.19.00 (Shepard oetéotomes cylindriques Brochure) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | Ø 6mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |