






Fiche technique REF 78.41.15

11.12.2025

Données générales			
Référence	78.41.15	Shepard Trocart Ø 5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12844	GTIN	04046826158149
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-846
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Poids (kg)	0,036	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 453.19.00 (Shepard oetétomes cylindriques Brochure)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		