







Fiche technique REF 78.50.12

11.12.2025

Données générales			
Référence	78.50.12	bougie dilat 5mm 18cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	37142	GTIN	04046826158255
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-215
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Poids (kg)	0,053	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	5mm 18cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		