



## Fiche technique REF 79.53.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	79.53.10	Kühne Pince à épiler en verre 10.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826160142
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	14-257
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Poids (kg)	0,011	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	10.5cm	Revêtement	
------------	--------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4024 (X15Cr13)