






Fiche technique REF 87.30.92

11.12.2025

Données générales			
Référence	87.30.92	fiche/fiche de câble monopolaire protégé 3m 4mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	85446010
GMDN	60909	GTIN	04046826452773
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-493
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	3m 4mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		