



## Fiche technique REF 87.30.95

11.12.2025

Données générales			
Référence	87.30.95	fiche/prise de câble monopolaire3m	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35042	GTIN	04046826161453
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-493
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Poids (kg)	0,084	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)
----------------	--

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	3m	Revêtement	
------------	----	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	SILIKON (Poly(organo)siloxane)
Poignée	SILIKON (Poly(organo)siloxane)