





Fiche technique REF 87.32.24

11.12.2025

Données générales			
Référence	87.32.24	electr à anse de ruban Ø 10mm Ø 4.0mm P/5	
Unité de vente	boîte/5	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826496470
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,005	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	NIV
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 10mm Ø 4.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	PTFE (Polytetrafluorethylen)		