






Fiche technique REF 87.33.51

11.12.2025

Données générales			
Référence	87.33.51	rallonge d'electr hexagonal 17.5cm Ø 4.0mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	44683	GTIN	04046826162139
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,005	Mode d'emploi	
Sans latex	non	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	17.5cm Ø 4.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	2.0402 (CuZn40Pb2)		
Poignée	PP_10%GF (Polypropylen_10%Glasfaser)		
Autres	PEEK (Polyetheretherketon)		