





Fiche technique REF 87.33.52

11.12.2025

Données générales			
Référence	87.33.52	rallonge d'electr 17.5cm Ø 2.4mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826162146
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,005	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	NIV
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	17.5cm Ø 2.4mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Vis	PA (Polyamid)		
Autres	PTFE (Polytetrafluorethylen)		