





## Fiche technique REF 87.34.15

11.12.2025

| Données générales   |  |                                  |                |
|---|--|----------------------------------|----------------|
| Référence   | 87.34.15   | Aiguille Électrode drt10cm Ø 4mm |                |
| Unité de vente  | pièce  | No. de douane                    | 90189084       |
| GMDN  | 60909  | GTIN                             | 04046826162306 |
| Classe de risque  | N.A. (EU MDD)  | Code UMDNS                       |                |
| Classification  | NA (EU MDD)  | Base UDI-DI                      |                |
| Poids (kg)  | 0,005  | Mode d'emploi                    |                |
| Sans latex  | oui  | Instructions de retraitement     | NIV            |
|    |  |                                  |                |
| Medicon médias  | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogue ORL ) |                                  |                |
| Image principale  |  | Image détaillée                  |                |
|  |  |                                  |                |
| Dimensions  | 10cm Ø 4mm   | Revêtement                       |                |
| Conditions de stockage  |  |                                  |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                        |  |                                  |                |
| Matériaux   |  |                                  |                |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)   |                                  |                |
| Partie principale   | 1.4305 (X8CrNiS18-9)   |                                  |                |
| Poignée   | PTFE (Polytetrafluorethylen)   |                                  |                |
| Autres  | PA (Polyamid)  |                                  |                |