








Fiche technique REF 88.00.20

11.12.2025

Données générales			
Référence	88.00.20	Câble de connexion bipolØ 12.5mm 3m	
Unité de vente	pièce	No. de douane	85446010
GMDN	35042	GTIN	04046826163167
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-493
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Poids (kg)	0,090	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.46 (catalogue sinuscopie) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.02.51 (ORL boîte d base Dr M W Winter Jeux d' instr de chirurgie ORL) 451.06.28 (prospectus pinces bipolaires anti adhésives)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	Ø 12.5mm 3m	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	2.0060 (Cu-ETP)		
Poignée	PA (Polyamid)		
Autres	SI (Silicon_(Polysiloxane))		