







Fiche technique REF 88.00.22

11.12.2025

Données générales			
Référence	88.00.22	Câble de connexion bipolØ 4mm 4m	
Unité de vente	pièce	No. de douane	85446010
GMDN	35042	GTIN	04046826163181
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-493
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Poids (kg)	0,097	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.06.28 (prospectus pinces bipolaires anti adhésives)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 4mm 4m	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	2.0060 (Cu-ETP)		
Poignée	PA (Polyamid)		
Autres	SI (Silicon_(Polysiloxane))		