






## Fiche technique REF 88.07.82

11.12.2025

| Données générales  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Référence  | 88.07.82   | bipol anti-adhésif pince drt11cm 0.6mm |   |
| Unité de vente   | pièce  | No. de douane                          | 90189084  |
| GMDN   | 47848  | GTIN                                   | 04046826435226  |
| Classe de risque   | 2b (EU MDD)  | Code UMDNS                             | 11-502  |
| Classification   | 9 (EU MDD)   | Base UDI-DI                            |   |
| Poids (kg)   | 0,000  | Mode d'emploi                          | G880702   |
| Sans latex   | oui  | Instructions de retraitement           | MPK10   |
|   |  |  |   |
| Medicon médias   | 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)<br>451.06.28 (prospectus pinces bipolaires anti adhésives) |  |   |
| Image principale   |  | Image détaillée                        |   |
|   |  |  |   |
| Dimensions   | 11cm 0.6mm   | Revêtement                             | Revêtement thermoplastique en poudre de polyamide en différentes couleurs |
| Conditions de stockage   |  |  |   |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise   |  |  |   |
| Matériaux  |  |  |   |
|  | N° de matériau (Désignation DIN)   |  |   |
| Partie principale  | 1.4021 (X20Cr13)   |  |   |
| Autres   | SILBER_800 (AgCu_80-20)  |  |   |