






## Fiche technique REF 88.08.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	88.08.03	bipol anti-adhésif baïonnette pince drt20cm 1.0mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826423704
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	11-502
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G880702
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK10
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL ) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.06.28 (prospectus pinces bipolaires anti adhésives)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	20cm 1.0mm	Revêtement	Revêtement thermoplastique en poudre de polyamide en différentes couleurs
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	SILBER_800 (AgCu_80-20)		