



Fiche technique REF 88.08.72

11.12.2025

Données générales			
Référence	88.08.72	bipol anti-adhésif baïonnette pince drt Coudé vers le haut 20cm 0.6mm 45°	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826435288
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	11-502
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,034	Mode d'emploi	G880702
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK10
			
Medicon médias	450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.06.28 (prospectus pinces bipolaires anti adhésives)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	20cm 0.6mm 45°	Revêtement	Revêtement thermoplastique en poudre de polyamide en différentes couleurs
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	SILBER_800 (AgCu_80-20)		