



## Fiche technique REF 88.08.93

11.12.2025


Données générales			
Référence	88.08.93	bipol anti-adhésif baïonnette pince drt Coudé vers le haut 18cm 1.0mm 45°	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826435363
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	11-502
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,032	Mode d'emploi	G880702
Sans latex	oui	Instructions de retraitement	MPK10



Medicon médias	450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.06.28 (prospectus pinces bipolaires anti adhésives)
----------------	--

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	18cm 1.0mm 45°	Revêtement	Revêtement thermoplastique en poudre de polyamide en différentes couleurs
------------	----------------	------------	---

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Autres	SILBER_800 (AgCu_80-20)