






Fiche technique REF 88.17.08

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|--|---|---|
| Référence | 88.17.08 | bipol pince coudé vers le bas mousse 16.5cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 47848 | GTIN | 04046826163310 |
| Classe de risque | 2b (EU MDD) | Code UMDNS | 11-502 |
| Classification | 9 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,031 | Mode d'emploi | G880702 |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|   | | | |
| Dimensions | 16.5cm | Revêtement | Revêtement thermoplastique en poudre de polyamide en différentes couleurs |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Autres | PTFE (Polytetrafluorethylen) | | |