






Fiche technique REF 88.17.18

11.12.2025

Données générales			
Référence	88.17.18	bipol pince coudé vers le bas mousse 16.5cm 2mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826163334
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	11-502
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,018	Mode d'emploi	G880702
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	16.5cm 2mm	Revêtement	Revêtement thermoplastique en poudre de polyamide en différentes couleurs
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	PTFE (Polytetrafluorethylene)		