






## Fiche technique REF 88.70.38

11.12.2025

Données générales			
Référence	88.70.38	bipol pince baïonnette coudé vers le haut mousse 19.0cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826163761
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	11-502
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,027	Mode d'emploi	G880702
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL ) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental ) 450.00.46 (catalogue sinuscopie )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	19.0cm	Revêtement	Revêtement thermoplastique en poudre de polyamide en différentes couleurs
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	PTFE (Polytetrafluorethylen)		