





Fiche technique REF 88.80.05

11.12.2025

Données générales			
Référence	88.80.05	canule irrigat Ø 5mm 33cm LL à valve trompette	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10730	GTIN	04046826163815
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-206
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,053	Mode d'emploi	G888005
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 5mm 33cm	Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	2.0401 (CuZn39Pb3)		