





## Fiche technique REF 88.80.13

11.12.2025

Données générales							
Référence	88.80.13	tige d'electrode p 88.80.12					
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084				
GMDN	47848	GTIN	04046826163884				
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	11-502				
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI					
Poids (kg)	0,013	Mode d'emploi	G888010				
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02				
							
Medicon médias							
Image principale		Image détaillée					
							
<p><b>Conditions de stockage</b></p> <p>Aucune précaution particulière de conservation n'est requise</p>							
<p><b>Matériaux</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>N° de matériau (Désignation DIN)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Partie principale</td> <td>1.4310 (X10CrNi18-8)</td> </tr> </tbody> </table>					N° de matériau (Désignation DIN)	Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)
	N° de matériau (Désignation DIN)						
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)						