





## Fiche technique REF 88.80.38

11.12.2025

Données générales			
Référence	88.80.38	pince p coag bipolar ondulée	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32684	GTIN	04046826307950
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	11-502
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,254	Mode d'emploi	G888038
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions		Revêtement	Revêtement thermoplastique en poudre de polyamide en différentes couleurs
<b>Conditions de stockage</b>			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
<b>Matériaux</b>			
	<b>N° de matériau (Désignation DIN)</b>		
<b>Partie principale</b>	1.4310 (X10CrNi18-8)		
<b>Poignée</b>	PEEK (Polyetheretherketon )		
<b>Autres</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		