





## Fiche technique REF 88.80.43

11.12.2025

Données générales			
Référence	88.80.43	canule extérieur p pince a coag bipolar	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32684	GTIN	04046826308001
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	11-502
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,046	Mode d'emploi	G888038
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
<b>Partie principale</b>	PEEK (Polyetheretherketon )		
<b>Autres</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		