





Fiche technique REF 88.80.44

11.12.2025

Données générales			
Référence	88.80.44	electr a/pointe ondulée 34cm p pince a coag bipol	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826308018
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	11-502
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,069	Mode d'emploi	G888038
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	34cm	Revêtement	Revêtement thermoplastique en poudre de polyamide en différentes couleurs
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Autres	PEEK (Polyetheretherketon)		