






## Fiche technique REF 88.90.20

11.12.2025

Données générales			
Référence	88.90.20	Binner bipol Électrode18.5cm for Nasenmuschel	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826164089
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	15-579
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,015	Mode d'emploi	G870002
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL ) 450.00.46 (catalogue sinuscopie )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	18.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		