







Fiche technique REF 88.90.25

11.12.2025

Données générales			
Référence	88.90.25	Bipolateur angulé 18.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47848	GTIN	04046826164096
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	15-579
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,015	Mode d'emploi	G870002
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	18.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		