






Fiche technique REF 91.05.00

11.12.2025

Données générales			
Référence	91.05.00	endoscope Ø 5.0mm 300mm 0°	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189020
GMDN	12291	GTIN	04046826164935
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	12-291
Classification	5 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,325	Mode d'emploi	G776000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 5.0mm 300mm 0°	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	PEEK (Polyetheretherketon)		
Autres	SAPHIRGLAS (Glas aus Saphirkristallen)		