






Fiche technique REF 91.14.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	91.14.10	Automatique Manchon de trocart Ø 10.0mm 97mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826165567
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	14-154
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,104	Mode d'emploi	G911310
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 10.0mm 97mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		