





## Fiche technique REF 91.14.40

11.12.2025

Données générales			
Référence	91.14.40	Trocart de sécurité Pointe triangulaire avec verrouillage Ø 5.5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826165635
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	14-154
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,088	Mode d'emploi	G911440
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 5.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		