






Fiche technique REF 91.16.00

11.12.2025

Données générales			
Référence	91.16.00	réducteur à coulisse à partir de 12.5/11/10mm 5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826308346
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	14-154
Classification	2 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G911040
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	12.5/11/10mm 5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	PPSU (Polyphenylsulfon)		
Autres	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		