






## Fiche technique REF 91.16.11

11.12.2025

Données générales			
Référence	91.16.11	Douille de réduction en plastique 11.0mm 5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826165895
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	14-154
Classification	2 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,009	Mode d'emploi	G911040
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	11.0mm 5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	POM (Polyoxymethylen_(Polyacetal/_Polyformaldehyd) )		
Autres	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		