





Fiche technique REF 91.18.24

11.12.2025

Données générales			
Référence	91.18.24	poignée avec 2 valves de piston p Canule d'irrigation et d'aspiration	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826166144
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-206
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,213	Mode d'emploi	G888005
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions		Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	2.0401 (CuZn39Pb3)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		