





## Fiche technique REF 91.60.04

11.12.2025

Données générales			
Référence	91.60.04	Tuyau de raccordement bouchon de bouteille/filtre antibactérien 50cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826166908
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,050	Mode d'emploi	
Sans latex		Instructions de retraitement	KEIN MP
			
Medicon médias	451.03.82 (prospectus liposuction )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	50cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		