














## Fiche technique REF 91.70.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	91.70.03	Jeu de tuyaux à usage unique stérile for LS-i20+LS-i30	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826167202
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,904	Mode d'emploi	
Sans latex		Instructions de retraitement	KEIN MP
  			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique )		
Image principale		Image détaillée	
Conditions de stockage			
 60 °C	 90 %	 1060 hPa	
	 700 hPa		
			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		