











## Fiche technique REF 91.70.30

11.12.2025

Données générales					
Référence	91.70.30	Pompe d'infiltration complet LS-i30			
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084		
GMDN	60909	GTIN	04046826439989		
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS			
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI			
Poids (kg)	4,552	Mode d'emploi	G917030		
Sans latex		Instructions de retraitement			
					
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique )				
Image principale		Image détaillée			
					
Conditions de stockage					
 60 °C	 90 %	 700 hPa	 1060 hPa		
Matériaux					
	N° de matériau (Désignation DIN)				