







Fiche technique REF 91.75.20

11.12.2025

Données générales			
Référence	91.75.20	Porte-aiguille Longueur utile 25cm Ø 5mm Mic	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826167363
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-779
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,130	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	451.04.65 (brochure Thora MIC chirurgie thoracoscop mini inv)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	25cm Ø 5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		