



Fiche technique REF 93.00.04

11.12.2025

Données générales			
Référence	93.00.04	Tuyau mural avec Connexion Synthes	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	44505	GTIN	04046826168063
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	16-868
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	1,737	Mode d'emploi	G930000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	KEIN MP
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
  			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		