






Fiche technique REF 93.00.22

11.12.2025

Données générales			
Référence	93.00.22	Moteur à air comprimé avec l'intracouplage	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	44505	GTIN	04046826168124
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	16-868
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,100	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		