






Fiche technique REF 93.00.25

11.12.2025

Données générales			
Référence	93.00.25	Moteur Trepan950 U/min	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	44505	GTIN	04046826168131
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	16-868
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,700	Mode d'emploi	G930000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	950 U/min	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		