





Fiche technique REF 93.00.55

11.12.2025

Données générales			
Référence	93.00.55	Pièce à main de travail angulé XL25° 90mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	44505	GTIN	04046826168223
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	16-868
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,040	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	25° 90mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		