





Fiche technique REF 93.00.74

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|----------------------------------|---|----------------|
| Référence | 93.00.74 | tuyau d'irrigation p longue pièce à main 75mm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 44505 | GTIN | 04046826168261 |
| Classe de risque | 2a (EU MDD) | Code UMDNS | 16-868 |
| Classification | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,001 | Mode d'emploi | |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK03 |
|  | | | |
| Medicon médias | | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 75mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |