





## Fiche technique REF 93.00.78

11.12.2025

Données générales			
Référence	93.00.78	tuyau d'irrigation p Pièce à main XXL115mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	44505	GTIN	04046826168285
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	16-868
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,001	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	115mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		