







Fiche technique REF 93.00.85

11.12.2025

Données générales			
Référence	93.00.85	container double502x239x102mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	76169990
GMDN	12143	GTIN	04046826168315
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-730
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Poids (kg)	5,052	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	502x239x102mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	PPSU (Polyphenylsulfon)		