









Fiche technique REF 93.03.07

11.12.2025

Données générales			
Référence	93.03.07	abrasif de bavure de poussière de diamant LØ 3.1mm L	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	36249	GTIN	04046826168674
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-204
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,001	Mode d'emploi	G930110
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
<div style="border: 2px solid black; display: inline-block; padding: 5px; margin: 5px;"> STERILE </div> <div style="border: 2px solid black; display: inline-block; padding: 5px; margin: 5px; margin-left: 10px;"> R </div>			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 3.1mm	Revêtement	Couche de diamant artificielle sur les extrémités de travail des instruments
Conditions de stockage			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>5 °C</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>30 °C</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>10 %</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>60 %</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4112 (X90CrMoV18)		